

| Tag DC Valves | Tag Client | Client      | Autre reference | Date revision |
|---------------|------------|-------------|-----------------|---------------|
| DC25241       | 1011 R1    | Polypeptide | Vapeur          | 12/25         |

| Vanne           |    |        |                       |                 |
|-----------------|----|--------|-----------------------|-----------------|
| Marque          |    | Modele |                       | Numero de serie |
| Samson          |    | 3241   |                       | 30122196xx0202  |
| DN              | PN | SS/DS  |                       | Classe          |
| 25              | 40 | SS     |                       | 4               |
| Type de raccord |    |        | CV/KV                 |                 |
| Brides          |    |        | KV 1.0 =% course 15mm |                 |

| Moteur     |             |                      |               |
|------------|-------------|----------------------|---------------|
| Marque     | Modele      | SE/DE                | Fin de course |
| Samson     | 3277 (175)  | SE                   |               |
| Electrique | Pneumatique | Electrovanne tension | NO/NF         |
|            | Oui         |                      | NO            |
|            | Tension     |                      | Tarage        |

| Positionneur |               |           |      |  |
|--------------|---------------|-----------|------|--|
| Marque       | Modele        | Recopieur | Test |  |
| Samson       | Trovis 3730-3 |           | ok   |  |
| Reglage      | Pression      | 24V       |      |  |

| Travaux effectues                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Démontage</li><li>• Nettoyage et sablage</li><li>• remplacement membrane</li><li>• remplacement bourrage</li><li>• remplacement joints et O-rings</li><li>• Rodage siege/clapet</li><li>• peinture</li><li>• Remontage</li><li>• Test et calibration</li></ul> |

| Autres travaux a effectuer |
|----------------------------|
|                            |

| Remarques / À prévoir pour prochaine revision |
|-----------------------------------------------|
|                                               |

| Test etancheite |               |
|-----------------|---------------|
| Fluide Test     | Pression test |
| air             | 4 bar         |
| Nom             | Date          |
| Sylvain         | 24/12/24      |

